


haavanhoito

PolyMem® Älykäs sidos



VÄHITTÄISMYYNTI

Finbort Oy

Itsenäisyydenkatu 12 - 14

33500 Tampere

Puh. 0400 840 575 Fax. 03 2617115

finbort@elisaneet.fi www.finbort.fi

set • säärihaavat • Painehaavat • Palovammat • Ihorikot • Kirurgiset-haavat • Traumaattiset

Finbort Oy

*Hyvinvointia ja terveyttä päivittäiseen
liikkumiseen vuodesta 1993.*

PolyMem® - ÄLYKÄS SIDOS

HYÖDYT

- Haavanhoito yhdellä sidoksella
- Puhdistaa, suojaa ja hoitaa
- Harvemmat sidosvaihdot
- Säästää hoitoaikaan ja kustannuksiin

VOIMAA

- haavan paranemiseen
- haavan puhdistukseen
- kivun lievitykseen

VOIMAN LÄHTEET

- Pinta-aktiivinen puhdistaja F68
- Glyseriini
- Maissitärkkelys



- Imevä ainesosa maissitärkkelys
- Myrkytön, kudosturvallinen haavanpuhdistaja/surfaktantti F68
- Glyseriini

PolyMem

Kun kipu on ongelma

Inflammaatioreaktioista ja sekundaarisista soluvaurioista kudoksessa seuraa kudosturvotusta, mustelmia ja kipua. PolyMem vähentää merkittävästi inflammaatioreaktion laajentumista ympäröiviin vahingoittumattomiin kudoksiin.¹

- Vähentää haavakipua
- Vähentää toimenpiteisiin liittyvää kipua
- Kivuton sidoksen vaihto



PolyMem Silver

Kun infektio on ongelma

PolyMem Silver -sidos sisältää antimikrobista nanokristallihopeaa, joka tappaa 99,9 % kaikista tunnetuista bakteereista ja sienten aiheuttamista patogeeneista kontaktipinnalta.

- Vähentää infektiota
- Ei luovuta hopeaa haavalle



PolyWic Kun haava on syvä

PolyWic- ja PolyMem Silver Rope -sidokset on suunniteltu erityisesti syville ja onkalohaavoille.

- Imee jopa 20 kertaa oman painonsa verran haavaeritettä
- PolyMem-sidoksen alle runsaasti erittävässä haavoissa

PolyMem Shapes ja sormi- ja varvassidos Kun haava on haastavassa paikassa

PolyMem Shapes sekä sormi- ja varvassidokset ovat muotoiltuja PolyMem ja PolyMem Silver -sidoksia.


- Mukautuvat hyvin liikkeisiin
- Pysyvät hyvin paikoillaan
- Shapes-sidoksissa reilu kiinnitysmarginaali
- Useita kokoja



Kokeile Carefix-sormi- ja varvassidosta kiinnitykseen!

KÄYTTÖOHJEET

- PolyMem-sidokset tulee vaihtaa viimeistään 7 vuorokauden välein tai erityksen mukaan (Kuva 1) kun haavasidos on täyttynyt 80-prosenttisesti haavaeritteestä.
- PolyWic-sidokset vaativat päälle aina imevän sidoksen, esim. PolyMem- tai curea-sidoksen.
- Täytä syvä haava PolyWic-sidoksella 80-prosenttisesti haavan koosta, jättäen sille turpoamisvaran.
- Kaikkia PolyMem- ja PolyWic-sidoksia saa leikata.



Kuva 1






PolyMem pinnallisen haavan hoitoon. Voidaan käyttää PolyWic-sidoksen päällä.



PolyMax-sidokset ovat PolyMemiä jopa 60 % imukykyisempiä. Runsaasti erittäville haavoille.



PolyWic-syvähaavasidos ilman taustakalvoa. Sidos imee jopa 20 kertaa oman painonsa haavaeritettä.



PolyTube on valmiiksi muotoiltu trakeostomia- ja dreenisidos.



PolyMem ja PolyMem Silver -sormi- ja varvassidokset ovat valmiiksi muotoiltuja PolyMem sidoksia.



PolyMem Oval -sidokset kantapää-, polvi- ja olkapää-alueelle.



PolyMem Sacral -sidos sacrum alueen haavoille. Soveltuu myös laajoihin kyynänpää- tai polvialueen haavoihin.



PolyMem Silver on nanokristallihopeaa sisältävä sidos infektoituneille haavoille.



PolyMax Silver -sidokset ovat PolyMem Silveriä jopa 60 % imukykyisempiä. Runsaasti erittäville, infektoituneille haavoille.



PolyWic Silver -syvähaavasidos ilman taustakalvoa.



PolyWic Silver Rope on hopeanauha onkalohaavoille.

tuoteno tuotekuvaus

pakkauskoko

EI KIINNITTYVÄ

5022	PolyMem 4,7 x 4,7 cm	20
5033	PolyMem 8 x 8 cm	15
5044	PolyMem 10 x 10 cm	15
5055	PolyMem 13 x 13 cm	15
5077	PolyMem 17 x 19 cm	15
5124	PolyMem 10 x 32 cm	12
5244	PolyMem 10 x 61 cm (rulla)	4
5824	PolyMem 20 x 60 cm (rulla)	2
5045	PolyMax 11 x 11 cm	10
5088	PolyMax 20 x 20 cm	5

KALVOKIINNITTEINEN

203	PolyMem 2,5 x 2,5 cm, teippi 5 x 5 cm	20
405	PolyMem 5 x 8 cm, teippi 10 x 13 cm	15
606	PolyMem 9 x 9 cm, teippi 15 x 15 cm	15
3412	PolyMem 5 x 26 cm, teippi 10 x 31 cm	12

KUITUKANGASKIINNITTEINEN

7203PM	PolyMem 2,5 x 2,5 cm, teippi 5 x 5 cm	20
7405	PolyMem 5 x 8 cm, teippi 10 x 13 cm	15
7606PM	PolyMem 9 x 9 cm, teippi 15 x 15 cm	15
7031PM	PolyMem 2,5 x 2,5 cm, teippi 2,5 x 8 cm	20
7042	PolyMem 5 x 4 cm, teippi 5 x 10 cm	20

SYVÄHAAVASIDOS

5733	PolyWic -syvähaavasidos 8 x 8 cm	10
5712	PolyWic -syvähaavasidos 8 x 30 cm	12
5788	PolyWic -syvähaavasidos 20 x 20 cm	5

TRAKEOSTOMIA- JA DREENISIDOS

5333	PolyTube -trakeostomia- ja dreenisidos 7 x 7 cm	15
5335	PolyTube -trakeostomiasidos 9 x 9 cm	15

SORMI- JA VARVASSIDOS

4401	PolyMem sormi/varvassidos, koko 1 (ymp.mit. 46,7 - 57 mm)	6
4402	PolyMem sormi/varvassidos, koko 2 (ymp.mit. 57 - 67,2 mm)	6
4403	PolyMem sormi/varvassidos, koko 3 (ymp.mit. 67,2 - 77,4 mm)	6
4404	PolyMem sormi/varvassidos, koko 4 (ymp.mit. 77,4 - 87,6 mm)	6
4405PM	PolyMem sormi/varvassidos, koko 5 (ymp.mit. 87,6 - 97,8 mm)	6

MUOTOILLUT SIDOKSET

8023	PolyMem Oval 2,5 x 5,0 cm, teippi 5,0 x 7,6 cm	20
8053	PolyMem Oval 5,0 x 7,6 cm, teippi 8,9 x 12,7 cm	15
8086	PolyMem Oval 10,1 x 14,6 cm, teippi 16,5 x 20,9 cm	10
3709	PolyMem Sacral 11,4 x 12 cm, teippi 18,4 x 20 cm	10

HOPEASIDOS, EI KIINNITTYVÄ

1044	PolyMem Silver 10 x 10 cm	15
1077	PolyMem Silver 17 x 19 cm	15
1124	PolyMem Silver 10 x 31 cm	12
1045PM	PolyMax Silver 10 x 10 cm	8
1088	PolyMax Silver 20 x 20 cm	5

HOPEA SYVÄHAAVASIDOS

1333	PolyWic Silver -syvähaavasidos 8 x 8 cm	10
1788	PolyWic Silver -syvähaavasidos 20 x 20 cm	5
1814	PolyWic Silver Rope nauha -syvähaavasidos 1 x 35 cm	12

HOPEASIDOS KALVOTEIPPIKIINNITTEINEN

1766	PolyMem Silver 9 x 9 cm, teippi 15 x 15 cm	15
------	--	----

HOPEA SORMI- JA VARVASSIDOS

1401	PolyMem Silver sormi/varvassidos, koko 1 (ymp.mit. 46,7 - 57 mm)	6
1402	PolyMem Silver sormi/varvassidos, koko 2 (ymp.mit. 57 - 67,2 mm)	6
1403	PolyMem Silver sormi/varvassidos, koko 3 (ymp.mit. 67,2 - 77,4 mm)	6
1404	PolyMem Silver sormi/varvassidos, koko 4 (ymp.mit. 77,4 - 87,6 mm)	6
1405	PolyMem Silver sormi/varvassidos, koko 5 (ymp.mit. 87,6 - 97,8 mm)	6

MUOTOILLUT HOPEASIDOKSET

1823	PolyMem Silver Oval 2,5 x 5 cm, teippi 5 x 7,6 cm	20
1853	PolyMem Silver Oval 5 x 7,6 cm, teippi 8,9 x 12,7 cm	15
1886	PolyMem Silver Oval 10,1 x 14,6 cm, teippi 16,5 x 20,9 cm	10
1709	PolyMem Silver Sacral 11,4 x 12 cm, teippi 18,4 x 20,0 cm	10

uusia innovaatioita hoitotyöhön

MYYNTI JA ESITTELYT:

Finbort Oy

Itsenäisyydenkatu 12-14, 33500 Tampere
Puh. 0400 840 575 Fax. (03) 261 7115
finbort@elisinet.fi www.finbort.fi

Steripolar

Puh. 09 417 606 00, fax 09 417 606 90
www.steripolar.fi

Iso 9001:2008, ISO 14001:2004